

1.- INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN UNITRANSFER

IMPORTANTE: INSTALAR LA APLICACIÓN ANTES DE CONECTAR EL LECTOR AL ORDENADOR

Al insertar el CD, se abrirá una ventana como esta:



Pulse sobre la opción “Ejecutar setup.exe” para proceder a instalar la aplicación Unitransfer. A continuación se abrirá el asistente de instalación, siga los pasos que éste le indica hasta la finalización de la instalación del programa.

Si no le sale esta ventana, deberá abrir el fichero "setup.exe" que se encuentra en el CD y seguir los pasos que le vaya indicando el instalador.

Cuando la instalación finalice, el asistente habrá instalado en su equipo la aplicación para recibir y enviar datos así como los controladores para comunicar con el lector, por esta razón, **es importante realizar la instalación antes de conectar el lector.**

2. USO DEL LECTOR UNIVERSAL® DE FELIXCAN

El manejo del Lector Universal es bastante sencillo, incorpora un teclado, que hace que su uso sea semejante al de un teléfono móvil, con el que se podrá introducir los datos necesarios para la identificación y su gestión.

Para encender el lector pulse la tecla ON/OFF.



Para realizar una lectura pulse el botón situado en la parte inferior derecha del teclado.



Pulsar las flechas que apuntan hacia arriba o abajo para desplazarse por los distintas opciones, campos a rellenar y/o pantallas una vez que se haya seleccionado una opción utilizando para ello la tecla Intro.



Una vez que se haya posicionado en el campo deseado para la entrada de datos, pulse cualquiera de las teclas numéricas para empezar la introducción de los mismos.

3. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Una vez que ha terminado de recoger los datos conecte el lector a su PC y ejecute el programa Unitransfer. Asegúrese de que la opción “*Detectar posibles conversiones*” está activada y que el lector está encendido y correctamente conectado. Pulse “*Recibir datos*” para transmitir la información al PC.



Cuando el programa termine de recibir la información contenida en el lector y si está activada la opción “*Detectar posibles conversiones*” aparecerá una ventana emergente con las distintas posibilidades de conversión que ofrece el archivo, además de las opciones genéricas de pasar los datos a Word o a Excel.

En el caso de que se produjera algún error durante el procesado de la información, el propio Unitransfer indicará dónde ha ocurrido y, si es posible, le indicará como solucionarlo.

NOTA: Para conocer el uso de otros botones consulte la ayuda que acompaña a la aplicación UniTransfer pulsando sobre la interrogación situada en la parte inferior derecha de la ventana.

4. SOLUCIÓN A LOS POSIBLES ERRORES

Para solucionar los posibles errores que pudieran producirse tanto en la instalación, como en el manejo del programa Unitransfer, consulte la Guía “*Posibles_Errores*” que se encuentra en el CD.